

**Instructions for Use** English

***Warning:*** This tool is indicated for embryo biopsy which may be done in order to perform preimplantation genetic diagnosis (PGD) on the genetic material in the biopsied cell(s). Tests for PGD are currently developed and their performance characteristics are determined by individual laboratories for their own use. Currently, these tests have not been cleared or approved by the Food and Drug Administration.

***Warning:*** These tools are intended for one-time use only and must remain covered until ready to use in order to maintain both sterility and to prevent contamination. The user is warned to follow safe, established laboratory practices in order to prevent accidental DNA contamination after the micropipette has been removed from its protective covering.

**Indications for Use:** The Blastomere Biopsy Pipettes are tools used in IVF/Assisted Reproduction Technology laboratories for removal of blastomere(s) from embryos, which may be done in order to perform preimplantation genetic diagnosis on the genetic material in the biopsied cell(s).

The Polar Body Biopsy Pipettes are tools used in IVF/Assisted Reproduction Technology (ART) laboratories for removal of polar bodies from oocytes, which may be done in order to perform preimplantation genetic diagnosis on the genetic material in the biopsied cell(s).

Notes:

2-cell MEA tested: Acceptable at ≥ 80% blastocysts per embryo. Endotoxin tested: LAL acceptable at ≤ 0,5 endotoxin units per device.

**Instructions for Use:**

1. Micropipettes should be used by qualified personnel.

2. Micropipettes are for single use only. The used pipettes are contaminated and considered as biohazard materials. They should be disposed properly.

3. Remove a micropipette from its packaging just before use.

4. Check the package for damages before use. Sterility is no longer guaranteed if the pouch is damaged or opened.

5. The pouch can be opened by tearing off one end or by cutting using a pair of scissors.

6. To open the case, hold the case as shown in Figure 1. Make sure the logo engraving is up facing your right hand.

7. Using your left index finger and thumb press the case on both sides marked “lIII” then using your right index finger and thumb pull the top cover as shown in Figure 2.

8. Hold firmly the pipette in the middle and gently pull it out from the base as shown in Figure 3




Figure 1

Figure 2

Figure 3

**Mode d'emploi** Français

***Mise en garde*** :Cet outil est indiqué lors de la biopsie de l’embryon pour établir un diagnostic génétique de préimplantation (PGD) du matériel génétique de la ou des cellules biopsées. Les tests de PGD sont en cours de développement et leurs caractéristiques en termes de performances sont déterminées par différents laboratoires en fonction de leur propre utilisation. Pour le moment, ces tests n’ont pas été autorisés ou approuvés par la Food and Drug Administration.

***Mise en garde*** : Ces outils sont à usage unique et ils doivent rester protégés jusqu’à leur utilisation afin de garantir leur stérilité et d’empêcher toute contamination. L’utilisateur doit respecter les pratiques de laboratoire sécurisées et établies afin d’éviter toute contamination accidentelle d’ADN une fois que la micropipette a été retirée de son emballage de protection.

**Indications :**

Les pipettes de biopsie de blastomère sont des outils utilisés par les laboratoires effectuant des fécondations in vitro (FIV)/procréations médicalement assistées (PMA) lors du retrait du ou des blastomères des embryons, ce qui peut avoir pour objectif l’établissement d’un diagnostic génétique de préimplantation du matériel génétique de la ou des cellules biopsées.

Les pipettes de biopsie de corps polaire sont des outils utilisés par les laboratoires effectuant des fécondations in vitro (FIV)/procréations médicalement assistées (PMA) lors du retrait des corps polaires des ovocytes, ce qui peut avoir pour objectif l’établissement d’un diagnostic génétique de préimplantation du matériel génétique de la ou des cellules biopsées.

***Remarques :***

2 cellules soumises au test d’embryotoxicité (MEA) : Acceptable à ≥ 80 % de blastocystes par embryon.

Test des endotoxines : LAL acceptable à ≤ 0,5 endotoxine par dispositif.

**Mode d’emploi**

1. Les micropipettes doivent être utilisées par du personnel qualifié.

2. Les micropipettes sont à usage unique. Les pipettes utilisées sont contaminées et doivent être considérées comme produit biologique dangereux. Elles doivent être éliminées correctement.

3. Retirer la micropipette de son emballage juste avant son utilisation.

4. Vérifier l’absence de dommage sur l’emballage avant toute utilisation. La stérilité n’est plus garantie si l’emballage est endommagé ou ouvert.

5. L’emballage s’ouvre en déchirant une extrémité ou en coupant à l’aide d’une paire de ciseaux.

6. Pour ouvrir le boîtier, le tenir comme indiqué dans l’illustration 1. S’assurer que le logo gravé fait face à la main droite.

7. À l’aide de l’index et du pouce de la main gauche, appuyer sur les deux côtés comportant « lIII », puis, à l’aide de l’index et le pouce de la main droite, tirer le couvercle supérieur, comme indiqué dans l’illustration 2.

8. Saisir fermement la pipette par son milieu et la retirer doucement du boîtier, comme indiqué dans l’illustration 3.

**Gebrauchsanleitung** Deutsch

***Warnhinweis:*** Dieses Instrument ist für die Embryobiopsie im Rahmen einer Präimplantationsdiagnostik (PID) an Genmaterial aus Zellen/einer Zelle, an denen die Biopsie durchgeführt wird, indiziert. PID-Tests werden derzeit entwickelt. Die entsprechenden Leistungsdaten werden von den einzelnen Laboren individuell entsprechend ihrer eigenen Praxis festgelegt. Diese Tests wurden bisher von der Food and Drug Administration nicht abgenommen oder genehmigt.

***Warnhinweis:*** Diese Instrumente sind nur zum einmaligen Gebrauch vorgesehen und müssen bis zu ihrer Verwendung verpackt bleiben, so dass die Sterilität gewährleistet ist und eine Kontamination verhindert wird. Der Anwender wird darauf hingewiesen, dass die festgelegten Sicherheits- und Laborpraktiken eingehalten werden müssen, so dass eine versehentliche DNA-Kontamination nach dem Entfernen der Mikropipette aus ihrer Schutzverpackung vermieden wird.

**Anwendungsgebiete**

Die Blastomer-Biopsie-Pipetten sind Instrumente, die von Laboren für die In-vitro-Fertilisation (IVF)/künstliche Befruchtung (assistierte Reproduktion; ART) eingesetzt werden, um aus Embryos Blastomere zu entnehmen, die im Rahmen einer Präimplantationsdiagnostik (PID) an Genmaterial aus Zellen, an denen eine Biopsie durchgeführt wurde, untersucht werden.

Die Polkörperbiopsie-Pipetten sind Instrumente, die von Laboren für die In-vitro-Fertilisation (IVF)/künstliche Befruchtung (assistierte Reproduktion; ART) eingesetzt werden, um aus Oozyten Polkörper zu entnehmen, die im Rahmen einer Präimplantationsdiagnostik (PID) an Genmaterial aus Zellen, an denen eine Biopsie durchgeführt wurde, untersucht werden.

*Hinweise:*

2-Zellen-MEA-Tests: Akzeptabel bei ≥ 80% Blastozysten pro Embryo. Endotoxin-Test: LAL akzeptabel bei ≤ 0,5 Endotoxineinheiten pro Vorrichtung.

**Gebrauchsanleitung**

1. Mikropipetten dürfen nur durch qualifiziertes Personal angewendet werden.

2. Mikropipetten sind ausschließlich zum Einmalgebrauch bestimmt. Die gebrauchten Pipetten sind kontaminiert und gelten als biologisch gefährliches Material. Sie müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.

3. Entnehmen Sie die Mikropipette erst unmittelbar vor dem Gebrauch aus der Verpackung.

4. Prüfen Sie die Verpackung vor der Verwendung auf Beschädigungen. Falls der Verpackungsbeutel beschädigt oder geöffnet sein sollte, ist die Sterilität nicht mehr gewährleistet.

5. Der Verpackungsbeutel kann durch Aufreißen an einem Ende bzw. Aufschneiden mit einer Schere geöffnet werden.

6. Halten Sie den Behälter zum Öffnen wie in Abb. 1 dargestellt. Achten Sie darauf, dass das eingravierte Logo nach oben und auf Ihre rechte Hand gerichtet ist.

7. Drücken Sie den Behälter mit Ihrem linken Zeigefinger und Daumen an der mit „lIII“ markierten Stelle zusammen und ziehen Sie dann mit Ihrem rechten Zeigefinger und Daumen das Oberteil ab, wie in Abb. 2 dargestellt.

8. Halten Sie die Pipette in der Mitte fest und ziehen Sie sie dann vorsichtig aus der Halterung, wie in Abb. 3 dargestellt.

	<p><b>Sunlight Medical, Inc.</b> 5570 Florida Mining BLVD, Suite 603 Jacksonville, FL 32257, U.S.A. www.sunlightmedical.net</p>	
---	---	---

**Istruzioni per l'uso** Italiano

***Avvertenze:*** Questo strumento è indicato per la biopsia dell’embrione, che può essere effettuata per la diagnosi genetica preimpianto (PGD) sul materiale genetico delle cellule sottoposte a biopsia. I test per la PGD sono attualmente in corso di sviluppo e le loro caratteristiche di performance vengono determinate dai singoli laboratori per il loro proprio uso. Attualmente, questi test non sono stati ancora autorizzati o approvati da Food and Drug Administration.

***Avvertenze:*** Questi strumenti sono esclusivamente monouso e devono rimanere nell’involucro protettivo fino al loro uso, allo scopo di conservarne la sterilità e di prevenire la contaminazione. Si invita l’utlizzatore a seguire pratiche di laboratorio sicure e consolidate, per prevenire la contaminazione accidentale del DNA dopo la rimozione della micropipetta dal suo involucro protettivo.

**Indicazioni per l'uso:**

Le pipette per la biopsia dei blastomeri sono degli strumenti usati nei laboratori di IVF/tecniche di riproduzione assistita (ART) per il prelievo dei blastomeri dagli embrioni, che può essere effettuato per la diagnosi genica preimpianto sul materiale genetico delle cellule sottoposte a biopsia.

Le pipette per la biopsia dei corpuscoli polari sono degli strumenti usati nei laboratori di IVF/tecniche di riproduzione assistita (ART) per il prelievo dei corpuscoli polari dagli ovociti, che può essere effettuato per la diagnosi genetica preimpianto sul materiale genetico delle cellule sottoposte a biopsia.

*Note:*

Test MEA a 2 cellule: accettabile a ≥ 80% delle blastocisti per embrione. Test endotossina: LAL accettabile a ≤ 0,5 unità di endotossina per dispositivo.

**Istruzioni per l'uso**

1. Le micropipette vanno usate da personale qualificato.

2. Le micropipette sono esclusivamente monouso. Le pipette usate sono contaminate e considerate come materiale biologicamente pericoloso. Esse vanno correttamente smaltite.

3. Estrarre una micropipetta dalla sua confezione immediatamente prima dell'uso.

4. Prima dell'uso, controllare che la confezione sia integra. La sterilità non è più garantita se l'involucro è danneggiato o aperto.

5. L'involucro può essere aperto strappandone un'estremità o tagliandolo con le forbici.

6. Per aprire la custodia, mantenerla come illustrato nella fig. 1. Accertarsi che il logo impresso sia rivolto verso la mano destra.

7. Con indice e pollice della mano sinistra, premere sulla custodia da entrambi i lati marcati con “lIII”]; quindi, con indice e pollice della mano destra tirare il coperchio, come illustrato nella fig. 2.

8. Afferrare la pipetta al centro ed estrarla delicatamente dal suo alloggiamento, come illustrato nella fig. 3.

**Instrucciones de uso** Español

***Advertencia:*** Este instrumento está indicado en biopsias embrionarias para el diagnóstico genético preimplantacional (DGP) del material genético de las células biopsiadas. Las pruebas para el DGP están actualmente en fase de desarrollo y cada laboratorio individual determina las características de funcionamiento para su propio uso. Hasta el momento estas pruebas no han sido aprobadas ni autorizadas por la Food and Drug Administration (Administración de Fármacos y Alimentos de los EE.UU.).

***Advertencia:*** Estos instrumentos están indicados para un único uso y deben permanecer dentro del envase hasta el momento de su empleo para mantener la esterilidad y evitar su contaminación. Se advierte al usuario que debe aplicar prácticas de laboratorio seguras y establecidas a fin de evitar la contaminación accidental por ADN una vez retirada la micropipeta de su cubierta protectora.

**Indicaciones de uso:**

Las pipetas para biopsia de blastómeros son instrumentos que se utilizan en los laboratorios de fecundación in vitro y tecnología de reproducción asistida para la extracción de blastómeros de los embriones a fin de emplearlos en el diagnóstico genético preimplantacional del material genético de las células biopsiadas.

Las pipetas para biopsia de corpúsculos polares son instrumentos que se utilizan en los laboratorios de fecundación in vitro y tecnología de reproducción asistida para la extracción de corpúsculos polares de los ovocitos a fin de emplearlos en el diagnóstico genético preimplantacional del material genético de las células biopsiadas.

*Notas:*

Test MEA de 2 células: aceptable en ≥ 80% de blastocistos por embrión. Test de endotoxinas: LAL aceptable en ≤ 0,5 unidades de endotoxina por dispositivo.

**Instrucciones de uso**

1. Únicamente personal cualificado puede usar las micropipetas.

2. Las micropipetas son para un solo uso. Las pipetas usadas están contaminadas y se consideran material biopeligroso. Deberán desecharse adecuadamente.

3. Extraiga la micropipeta de su envase inmediatamente antes de usarla.

4. Compruebe que el envase no esté deteriorado antes del uso. La esterilidad no está garantizada si la bolsa está deteriorada o abierta.

5. La bolsa se puede abrir rasgando uno de los extremos o cortándola con unas tijeras.

6. Para abrir la caja, sosténgala como se indica en la Fig. 1. Asegúrese de que el logotipo grabado está hacia arriba, mirando hacia su mano derecha.

7. Con el índice y el pulgar de la mano izquierda apriete la caja en los dos lados con la marca “lIII” y a continuación tire de la tapa con el índice y el pulgar de la mano derecha, como se muestra en la Fig. 2.

8. Sostenga con firmeza la pipeta por el centro y tire de ella suavemente para sacarla de la base como se muestra en la Fig. 3.

	<p><b>Sunlight Medical, Inc.</b> 5570 Florida Mining BLVD, Suite 603 Jacksonville, FL 32257, U.S.A. www.sunlightmedical.net</p>	
--	---	--

**Інструкція по застосуванню** українська

***Увага:*** Цей інструмент показаний для біопсії ембріона, яка робиться з ціллю проведеная передімплантаційної генетичної діагностики (PGD) на генетичному матеріалі в біопсованих клітинах. Тести для PGD, розроблені у даний час та їх унікавчі характеристики значають окремими лабораторіями для власного використання. В даний час ці тести не затверджені FDA.

***Увага:*** Ці інструменти призначені для одноразового використання та повинні залишатися накритими до моменту використання з метою збереження як стерильності, так і для запобігання забруднення. Користувач попереджен що до дотримування безпечних усталених лабораторних практик, щоб запобігти випадкового забруднення ДНК після того як мікропіпетка була видалена зі свого захисного покриття.

**Показання до застосування.**

Піпетки для біопсії blastomерів є інструментами в лабораторіях допоміжних репродуктивних технологій для виділення blastomерів з ембріонів з ціллю проведеная передімплантаційної генетичної діагностики (PGD) на генетичному матеріалі в біопсованих клітинах.

Піпетки для біопсії полярного тіла є інструментами в лабораторіях допоміжних репродуктивних технологій для виділення полярних тіл з яйцеклітини ціллю проведеная передімплантаційної генетичної діагностики (PGD) на генетичному матеріалі в біопсованих клітинах.

Примітки:

2-клітини MEA тестовани. Прийнятний рівень ≥80% blastocист на ембріон
Тестовани на ендотоксин:LAL прийнятний 0,5 одиниць ендотоксину на пристрій

**Інструкція до застосування**

1. Мікропіпетки слід використовувати кваліфікованим персоналом
2. Мікропіпетки тільки для одноразового вико ритування. Використані мікропіпетки є забруднені та біологічно небезпечні . Вони повинні бути належним чином утилізовані.
3. Видаліть піпетку з її упаковки перед використанням.
4. Перевірти упаковку на явність пошкоджень перед використанням. Стерильність більше не гарантується, якщо упаковка пошкоджена або відкрита.
5. Упакову можна відкрити, відрівавши кінець або відрізавши ножицями.
6. Щоб відкрити коробку, тримайте її. Як показано на малюнку 1. Переконайтесь що гравіювання логотипа спрямоване на праву руку.
7. За допомогою лівого вказівного та великого пальців натисніть на корпус з обох сторін, маркірованих « ||| » Потім за допомогою правого вказівного та великого пальців потягніть верхню кришку, як показано на малюнку 2.
8. Міцно тримайте піпетку посередині і обережно витягніть її з основи, як показано на малюнку 3.

**Instrukcja użycia** Polski

***Ostrzeżenie:*** Niniejszy przyrząd jest przeznaczony do biopsji zarodka wykonywanej w celu przeprowadzenia genetycznej diagnostyki przedimplantacyjnej (PGD, preimplantation genetic diagnosis) materiału genetycznego z komórek pobranych podczas biopsji. Testy do genetycznej diagnostyki przedimplantacyjnej są wciąż udoskonalane i ich parametry użytkowe są ustalane przez poszczególne laboratoria na własny użytek. Obecnie testy te nie zostały zatwierdzone ani zaaprobowane przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA).

***Ostrzeżenie:*** Niniejsze przyrządy są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użycia i muszą pozostać osłonięte do momentu gotowości do użycia w celu zachowania jakości oraz uniknięcia zanieczyszczenia. Użytkownik powinien postępować zgodnie z bezpiecznymi, obowiązującymi praktykami laboratoryjnymi, aby zapobiec przypadkowemu zanieczyszczeniu DNA po wycięciu mikropipety z osłony zabezpieczającej.

**Wskazania:**

Pipety do biopsji blastomeru są przyrządami stosowanymi w laboratoriach IVF/technik wspomaganego rozrodu (ART, Assisted Reproduction Technology) do pobierania blastomerów z zarodków w celu przeprowadzenia genetycznej diagnostyki przedimplantacyjnej materiału genetycznego z komórek uzyskanych podczas biopsji.

Pipety do biopsji ciałka kierunkowego są przyrządami stosowanymi w laboratoriach IVF/ART do pobierania ciałek kierunkowych z oocytów w celu przeprowadzenia genetycznej diagnostyki przedimplantacyjnej materiału genetycznego z komórek uzyskanych podczas biopsji.

*Uwagi:*

Test MEA 2-komórkowych zarodków: poziom dopuszczalny ≥ 80% blastocyst na zarodek.

Test na obecność endotoksyn: dopuszczalny poziom LAL ≤ 0,5 jednostek endotoksyn na urządzenie.

**Instrukcja użycia**

1. Mikropipety powinny być stosowane przez wykwalifikowany personel.

2. Mikropipety są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użyciu. Zużyte pipety są zanieczyszczone i należy traktować je jako materiały stanowiące zagrożenie biologiczne. Należy je zutylizować w odpowiedni sposób.

3. Wyjmij mikropipetę z opakowania bezpośrednio przed użyciem.



4. Przed użyciem sprawdź, czy opakowanie nie jest uszkodzone. Nie można zapewnić jakości, jeżeli woreczek został uszkodzony lub otwarty.

5. Woreczek można otworzyć, rozdzierając jeden koniec lub przcinając go nożyczkami.

6. W celu otworzenia osłony przytrzymaj ją w sposób pokazany na rys. 1. Dopilnuj, aby wygrawerowane logo skierowane było w stronę prawej dłoni.

7. Palcem wskazującym i kciukiem lewej dłoni naciśnij osłonę po obu stronach oznaczonych „lIII”, a następnie palcem wskazującym i kciukiem prawej dłoni pociągnij górną część, jak pokazano na rys. 2.

8. Chwyć mocno pipetę pośrodku i delikatnie wyciągnij ją z podstawy w sposób pokazany na rys. 3.

	<p><b>AJW Technology Consulting GmbH</b> Königsallee 106 40215 Düsseldorf, Germany</p>	
---	--	---

**Kullanma Talimatı** Türkçe

***Uyarı:*** Bu alet, biyopsi yapılmış hücre(ler) içindeki genetik materyalde preimplantasyon genetik tanı (PGT) koymada kullanılabilecek embriyo biyopsisi için endikedir. PGT testleri geliştirilmiştir ve performans özellikleri tek tek laboratuvarlar tarafından kendi kullanımları için belirlenmiştir. Şu anda bu testler ABD'deki Gıda ve İlaç Dairesi (Food and Drug Administration) tarafından doğrulanmamış ve onaylanmamıştır.

***Uyarı:*** Bu araçlar sadece bir kez kullanılmak üzeredir ve hem steriliteyi devam ettirmek hem kontaminasyonu önlemek için kullanılmaya hazır oluncunca kadar korulmalı kalmalıdır. Kullanıcı, mikropipet koryucyu kısımdan çıkarıldıktan sonra yanlışlıkla DNA kontaminasyonunu önlemek üzere güvenli ve yerleşmiş laboratuvar uygulamalarını izlemek konusunda uyarılır.

**Kullanım Endikasyonları:**

Blastomer Biyopsi Pipetleri, IVF / Yardımcı Üreme Teknolojileri (ART) laboratuvarlarında, blastomer(ler)in embriyolardan çıkarılması için kullanılır ve bu işlem biyopsi yapılmış hücre(ler) içindeki genetik materyalde preimplantasyon genetik tanı koymak üzere kullanılabilir.

Polar Cisim Biyopsi Pipetleri, IVF/Yardımcı Reproduksiyon Teknoloji (ART) laboratuvarlarında, oositlerden polar cisimlerin alınması için kullanılan araçlardır ve bu işlem, biyopsi yapılmış hücre(ler) içindeki genetik materyalde preimplantasyon genetik tanı koymak üzere kullanılabilir.

*Notlar:*

2-hücre MEA testi yapılmıştır: Embriyo başına ≥ %80 blastosist kabul edilebilir. Endotoksin testi: Cihaz başına ≤ 0,5 endotoksin birimiyle LAL kabul edilebilir.

**Kullanma Talimatı**

1. Mikropipetler vasıflı personel tarafından kullanılmalıdır.

2. Mikropipetler sadece tek kullanımlıktır. Kullanılmış pipetler kontamine dir ve biyolojik tehlikeli madde oldukları kabul edilir. Uygun şekilde atılmaları gerekir.

3. Mikropipeti ambalajından kullanımdan hemen önce çıkarın.

4. Paketi kullanımdan önce hasar açısından inceleyin. Poşet hasarlı veya açılmışsa artık sterilité garanti edilemez.

5. Poşet bir ucu yırtarak veya makasla keserek açılabilir.

6. Kutuyu açmak için kutuyu Şekil 1'de gösterildiği gibi tutun. Logo kabartmanın sağ elinize bakacak şekilde yukarıda olduğundan emin olun.

7. Sol işaret parmağınız ve başparmağınızı kullanarak kutuyu “lIII” ile işaretli her iki taraftan bastırın ve sonra sağ işaret parmağınız ve başparmağınızı kullanarak üst kapağı Şekil 2'de gösterildiği gibi çekin.

8. Pipeti sıkıca ortada tutun ve Şekil 3'te gösterildiği gibi tabandan yavaşça dışarı çekin.

**Указания за употреба** Български

***Внимание:*** Този инструмент е предназначен за ембрионална биопсия, която може да се извърши за предимплантационна генетична диагностика (ПГД) на генетичен материал от биопсираната/те клетка/и. В момента се разработват тестове за ПГД и техните функционални характеристики се определят от отделните лаборатории за тяхна собствена употреба. В момента тези тестове не са разрешени или одобрени от Администрацията за храните и лекарствата.

***Внимание:*** Тези инструменти са предназначени само за еднократна употреба и трябва да останат неразопаковани до употребата им, за да се поддържа стерилността и да се предотврати замърсяването им. Потребителят е предупреден да спазва безопасни установени лабораторни практики, за да се предотврати неволно замърсяване на ДНК след като микропипетата бъде извадена от защитната ѝ обвивка.

**Показания за употреба:**

Пипетите за биопсия на blastomer са инструменти, използвани в лабораториите за оплождане ин vitro (IVF)/техники за асистирана репродукция (ART) за изваждане на blastomer/и от ембриони, което може да се извърши за осъществяване на предимплантационна генетична диагностика на генетичен материал от биопсираната/те клетка/и.

Пипетите за биопсия на полярно тяло са инструменти, използвани в лабораториите за оплождане ин vitro (IVF)/техники за асистирана репродукция (ART) за изваждане на полярни тела от ооцити, което може да се извърши за осъществяване на предимплантационна генетична диагностика на генетичен материал от биопсираната/те клетка/и.

***Забележки:*** Изследвани по методика с 2 клетки с миши ембриони (MEA): Приемливи при ≥ 80% blastocиста на ембрион. Тествани за ендотоксин: Приемлив резултат за тест с лимулю амебоцитен лизат (LAL) при ≤ 0,5 единици ендотоксин на изделие.

**Указания за употреба**

1. Микропипетите трябва да се използват от квалифициран персонал.

2. Микропипетите са само за еднократна употреба. Използваните микропипети са замърсени и се смятат за биологично опасни материали. Те трябва да се изхвърлят по подходящ начин.

3. Извадете микропипетата от опаковката непосредствено преди употреба.

4. Преди употреба проверете опаковката за повреди. Ако торбичката е повредена или отворена, стерилността не може да бъде гарантирана.

5. Торбичката може да бъде отворена чрез откъсване на единия край или чрез разязване с ножица.

6. За да отворите кутията, дръжте я, както е показано на фиг. 1. Гравираното лого трябва да бъде обърнато нагоре към дясната Ви ръка.

7. С помощта на левите показалец и палец натиснете кутията от двете страни, маркирани с “lIII”, и след това, с помощта на десните показалец и палец, дръпнете капака на кутията, както е показано на фиг. 2.

8. Дръжте здраво пипетата в средата и внимателно я издърпайте от основата, както е показано на фиг. 3.

